

|   |   |                    |
|---|---|--------------------|
| <br><b>UNIVERSITÀ DI PARMA</b> | <b>PROCEDURA OPERATIVA</b>                      | <b>Pag. 1 di 7</b> |
|   | <b>CONTROLLO ARIA e ACQUA:<br/>GC-MS Thermo</b> |                    |
| <b>DIP. SCIENZE CHIMICHE,<br/>DELLA VITA E DELLA<br/>SOSTENIBILITA' AMBIENTALE</b>                              | <b>SOP 06.00.014.22</b>                         | <b>Rev. 0</b>      |

## PROCEDURA PER IL CONTROLLO GIORNALIERO DEI LIVELLI DI ARIA E ACQUA: Gas Cromatografo Trace Ultra accoppiato ad uno Spettrometro di Massa Finningan TRACE MS (Thermo Scientific)



### LISTA DI DISTRIBUZIONE:

La presente SOP verrà inserita nel sito del Dipartimento e sarà accessibile agli utenti autorizzati

| PREPARATO        | DATA       | VERIFICATO                             | DATA       | APPROVATO           | DATA       |
|------------------|------------|--|------------|---------------------|------------|
| Dott. M. Maffini | 09/03/2022 | Dott. N. Riboni<br>Prof.ssa F. Bianchi | 15/03/2022 | Prof.ssa F. Bianchi | 18/03/2022 |

|   |   |                    |
|---|---|--------------------|
| <br><b>UNIVERSITÀ DI PARMA</b> | <b>PROCEDURA OPERATIVA</b>                      | <b>Pag. 2 di 7</b> |
|   | <b>CONTROLLO ARIA e ACQUA:<br/>GC-MS Thermo</b> |                    |
| <b>DIP. SCIENZE CHIMICHE,<br/>DELLA VITA E DELLA<br/>SOSTENIBILITA' AMBIENTALE</b>                              | <b>SOP 06.00.014.22</b>                         | <b>Rev. 0</b>      |

## INDICE

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE
2. RIFERIMENTI
3. DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI
4. PERSONALE
5. MATERIALE ED APPARECCHIATURE DA UTILIZZARE
6. MODALITA' OPERATIVE
7. INDICAZIONI PER LA PRESENTAZIONE DEI RISULTATI DI PROVA
8. PROCEDURE APPLICABILI
9. PRESCRIZIONI DI SICUREZZA

|   |   |                    |
|---|---|--------------------|
| <br><b>UNIVERSITÀ DI PARMA</b> | <b>PROCEDURA OPERATIVA</b>                      | <b>Pag. 3 di 7</b> |
|   | <b>CONTROLLO ARIA e ACQUA:<br/>GC-MS Thermo</b> |                    |
| <b>DIP. SCIENZE CHIMICHE,<br/>DELLA VITA E DELLA<br/>SOSTENIBILITA' AMBIENTALE</b>                              | <b>SOP 06.00.014.22</b>                         | <b>Rev. 0</b>      |

## 1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente procedura ha lo scopo di indicare la modalità operativa per il controllo giornaliero dei livelli di aria ed acqua nello spettrometro di massa a singolo quadrupolo TRACE MS accoppiato a un gas cromatografo Trace Ultra (Thermo Scientific). Tale strumentazione è ubicata nel plesso Chimico Lab. Cod. SIPE 13.01.S.014 del Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità Ambientale.

## 2. RIFERIMENTI

- D. Lgs. 81/2008: Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
- D. Lgs 81/2008: Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
- PG 01.03.13-Rev. 3: "Gestione degli Strumenti" del Dipartimento SCVSA plesso Chimico e Polifunzionale
- Istituto Superiore di Sanità: "Guida Eurachem: Terminologia per le misurazioni analitiche – Introduzione al VIM 3" (2013)
- REGOLAMENTO dipartimentale per l'utilizzo delle attrezzature acquisite mediante il finanziamento "Dipartimenti di eccellenza 2017" approvato nelle sedute del CdD del 01/07/2019 e del 06/11/2019. Dipartimento di Scienze Chimiche della Vita e della Sostenibilità Ambientale
- UNI EN ISO 9001:2015: "Sistemi di gestione per la qualità"
- UNI 11063:2017: "Manutenzione – Definizione di manutenzione ordinaria e straordinaria"
- UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018: "Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura"
- Finningan TRACE MS\_Hardware Manual, Thermo Scientific
- Manuale TRACE-GC-Ultra Operating Manual, Thermo Scientific

|   |   |                    |
|---|---|--------------------|
| <br><b>UNIVERSITÀ DI PARMA</b> | <b>PROCEDURA OPERATIVA</b>                      | <b>Pag. 4 di 7</b> |
|   | <b>CONTROLLO ARIA e ACQUA:<br/>GC-MS Thermo</b> |                    |
| <b>DIP. SCIENZE CHIMICHE,<br/>DELLA VITA E DELLA<br/>SOSTENIBILITA' AMBIENTALE</b>                              | <b>SOP 06.00.014.22</b>                         | <b>Rev. 0</b>      |

### 3. DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI

**Dipartimento SCVSA:** Dipartimento di Scienze Chimiche della Vita e della Sostenibilità Ambientale

**DPI:** dispositivi di protezione individuale

**GC-MS:** Gas cromatografo Trace Ultra accoppiato ad uno spettrometro di massa a singolo quadrupolo Finningan Trace MS Thermo Scientific (GC-MS).

**Manutenzione:** insieme di azioni tecniche e gestionali destinate a mantenere lo strumento, o a riportarlo, nello stato in cui possa eseguire le funzioni richieste. La manutenzione può essere ordinaria quando svolta a scadenze prestabilite oppure straordinaria quando viene eseguita in seguito al riscontro di malfunzionamento dello strumento.

**m/z:** rapporto massa/carica di uno ione

**Personale qualificato all'uso dello strumento:** personale del Dipartimento SCVSA preventivamente formato e quindi autorizzato all'utilizzo dello strumento dal Responsabile dello strumento

**Personale tecnico qualificato all'uso dello strumento:** personale tecnico del Dipartimento, che rientra tra il personale qualificato all'uso dello strumento, preventivamente formato e quindi autorizzato all'utilizzo e alla manutenzione dello strumento

**Responsabile di Laboratorio:** Docente incaricato dal Direttore del Dipartimento SCVSA che, individualmente o come coordinatore di gruppo, svolge attività didattiche o di ricerca in laboratorio, conformemente al D.M. 363/1998.

**Responsabile dello strumento:** Docente del Dipartimento incaricato della gestione dello strumento. Negli strumenti ad uso comune il Responsabile dello Strumento potrebbe non coincidere con il Responsabile di Laboratorio.

### 4. PERSONALE

Il Docente Responsabile dello strumento GC-MS costituito da uno spettrometro di massa a singolo quadrupolo Trace MS, accoppiato al gascromatografo Trace Ultra e Responsabile del laboratorio 13.01.S.014 è la Prof.ssa Federica Bianchi (mail: [federica.bianchi@unipr.it](mailto:federica.bianchi@unipr.it)).

#### **RESPONSABILE DELLO STRUMENTO:**

- gestisce la formazione ed identifica sia il personale qualificato all'uso dello strumento che il personale tecnico qualificato ad effettuare analisi e/o operazioni di manutenzione sullo strumento

|   |   |                    |
|---|---|--------------------|
| <br><b>UNIVERSITÀ DI PARMA</b> | <b>PROCEDURA OPERATIVA</b>                      | <b>Pag. 5 di 7</b> |
|   | <b>CONTROLLO ARIA e ACQUA:<br/>GC-MS Thermo</b> |                    |
| <b>DIP. SCIENZE CHIMICHE,<br/>DELLA VITA E DELLA<br/>SOSTENIBILITA' AMBIENTALE</b>                              | <b>SOP 06.00.014.22</b>                         | <b>Rev. 0</b>      |

- gestisce e regola gli accessi al laboratorio del personale qualificato all'uso e alla manutenzione dello strumento
- verifica la preparazione ed il contenuto delle schede strumenti e dei registri di utilizzo
- si assicura che ogni utilizzo dello strumento venga registrato sull'apposita scheda
- verifica la preparazione e l'aggiornamento dell'elenco del personale qualificato all'uso e/o alla manutenzione dello strumento
- verifica che lo strumento sia identificato da etichetta
- verifica ed approva la preparazione e il contenuto dei protocolli di manutenzione preventiva e verifica funzionale dello strumento anche al fine di rispettare le clausole ed i termini della garanzia fornita dal costruttore
- verifica l'attuazione e la registrazione delle operazioni di taratura, calibrazione e manutenzione dello strumento
- verifica l'attuazione e l'aggiornamento del registro digitale di manutenzione
- verifica e conserva il registro digitale di manutenzione e verifica dei dispositivi di sicurezza associati allo strumento
- in caso di interventi di manutenzione affidati a ditte esterne, presenza e verifica l'esito dell'intervento e ne conserva la relativa documentazione
- controlla la scheda di "segnalazioni malfunzionamenti" ed anomalie rilevate a seguito di utilizzo dello strumento" e predispone eventuali interventi, evidenziando se ricadenti o meno nel periodo di garanzia fornita dal costruttore
- pianifica azioni correttive per lo strumento risultato non idoneo alla calibrazione/verifica
- vigila sul buon funzionamento dello strumento disponendo gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria
- assicura la conservazione di tutte le registrazioni
- valuta le richieste di utilizzo dello strumento
- verifica con gli utenti la fattibilità e definisce i tempi di esecuzione delle prestazioni richieste
- garantisce il supporto tecnico/scientifico
- predispone gli interventi straordinari sullo strumento

#### **PERSONALE QUALIFICATO all'uso dello strumento:**

- esegue le analisi per sé o richieste da utenti interni od esterni al Dipartimento aggiornando il registro di utilizzo dello strumento
- in caso di malfunzionamento avvisa il Responsabile dello strumento ed il Personale tecnico qualificato all'uso dello strumento ed aggiorna il registro per le segnalazioni anomalie rilevate

#### **PERSONALE TECNICO QUALIFICATO all'uso dello strumento:**

- esegue le analisi richieste aggiornando il registro di utilizzo dello strumento
- esegue e registra i controlli eseguiti sugli strumenti affidati
- redige ed aggiorna le schede dello strumento e i registri di utilizzo

|   |   |                    |
|---|---|--------------------|
| <br><b>UNIVERSITÀ DI PARMA</b> | <b>PROCEDURA OPERATIVA</b>                      | <b>Pag. 6 di 7</b> |
|   | <b>CONTROLLO ARIA e ACQUA:<br/>GC-MS Thermo</b> |                    |
| <b>DIP. SCIENZE CHIMICHE,<br/>DELLA VITA E DELLA<br/>SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE</b>                               | <b>SOP 06.00.014.22</b>                         | <b>Rev. 0</b>      |

- predisporre e registra sull'apposita scheda ogni intervento effettuato sullo strumento
- predisporre ed aggiorna periodicamente l'elenco del personale qualificato all'uso e/o alla manutenzione dello strumento
- identifica tramite etichetta lo strumento
- predisporre i protocolli di manutenzione preventiva e verifica funzionale dello strumento ed il registro digitale di manutenzione, sulla base delle indicazioni fornite dal costruttore e dal Responsabile
- esegue le operazioni di manutenzione sullo strumento di competenza, in seguito a specifica qualifica (D.Lgs. 81/2008 art.71-c.7b), ed aggiorna il registro digitale di manutenzione
- predisporre e conserva il registro digitale di manutenzione e verifica dei dispositivi di sicurezza associati allo strumento
- in caso di interventi di manutenzione affidati a ditte esterne, presenza e verifica l'esito dell'intervento e ne conserva la relativa documentazione in accordo con il Responsabile
- in caso di malfunzionamento registra gli eventuali malfunzionamenti rilevati e informa tempestivamente il Responsabile dello strumento
- conserva tutte le registrazioni
- può, in accordo con, e sotto la supervisione del Responsabile dello strumento, svolgere attività di formazione per l'utilizzo dello strumento.

## 5. MATERIALE ED APPARECCHIATURE DA UTILIZZARE

N.A.

## 6. MODALITÀ OPERATIVE

Ogni mattina è necessario controllare i livelli di aria ed acqua secondo la seguente procedura:

1. Aprire il programma Excalibur
2. Aprire l'icona Tune
3. Caricare il tune di lavoro da: *File/Open/Tune Settings*
4. Caricare i valori da monitorare da: *File/Open/Tune Peak Settings/Bianco* ed inserire i valori massa/carica corrispondenti a elio (m/z: 2); acqua (m/z: 18); azoto (m/z 28); ossigeno (m/z: 32)
5. Accendere il filamento: il valore del detector deve essere settato in modo che il segnale dell'elio sia 10<sup>7</sup>.
6. Registrare i valori sull'apposito quaderno.

N.B: Le percentuali registrate devono essere < 10%

|   |   |                    |
|---|---|--------------------|
| <br><b>UNIVERSITÀ DI PARMA</b> | <b>PROCEDURA OPERATIVA</b>                      | <b>Pag. 7 di 7</b> |
|   | <b>CONTROLLO ARIA e ACQUA:<br/>GC-MS Thermo</b> |                    |
| <b>DIP. SCIENZE CHIMICHE,<br/>DELLA VITA E DELLA<br/>SOSTENIBILITA' AMBIENTALE</b>                              | <b>SOP 06.00.014.22</b>                         | <b>Rev. 0</b>      |

## **7. INDICAZIONI PER LA PRESENTAZIONE DEI RISULTATI DI PROVA**

N.A.

## **8. PROCEDURE APPLICABILI**

- PG 02.00.014.21 “Gestione dello strumento: GC Trace Ultra – Finningan Trace MS Thermo Scientific (GC-MS Thermo)”

## **9. PRESCRIZIONI DI SICUREZZA**

Tutte le operazioni descritte devono essere eseguite utilizzando gli idonei Dispositivi di Protezione Individuale necessari (camice, occhiali).