

Vasche con interno in acciaio inox
stainless steel inner tank

VTE

E' vietata ogni riproduzione
totale o parziale. Ogni diritto
è riservato alla ditta
produttrice.

This manual contains
information protected by
copyright. No part of this
manual may be reproduced
in any form w/o prior written
consent from the producer

*Le informazioni contenute in questo manuale sono indicative e
soggette a modifica senza preavviso*

The information in this manual is subject to change without notice

ZB1I05I6 ----- ZB1E05I6

Premessa Overview

Le vasche della serie VTE, per gruppi termostatici mod. GTR, sono state sviluppate per offrire una alternativa economica alle vasche serie VTU costruite completamente in acciaio inox, per coloro i quali non richiedono elevate prestazioni. Il fissaggio del circolatore è previsto sul bordo tramite apposito morsetto in dotazione al GTR.

Per l' utilizzo del circolatore GTR riferirsi alle apposite istruzioni d'uso.

La Ditta non assume responsabilità per errate manovre.


VTE series water bath tank for GTR circulator, has been developed to offer a more economic tank, compare to the VTU series completely in stainless steel, for user which doesn't need any special performance. To fix the GTR circulator to the tank clamp it to the tank edge using its built in clamp.

The trouble free operation and efficiency of the GTR instrument depend to a large extent on the careful following of the instructions not contain here in.

Our Company cannot be held responsible for modifications, or tamperings on the part of unauthorized personnel.

This also applies in the case of incorrect operations or installation.

Fig.1
Fig.1



Dati tecnici Technical data

Le vasche per gruppi termostatici mod. GTR, della serie VTE possono essere fornite nelle seguenti versioni:

VTE series water bath tank for GTR circulator, may be supplied in the following types:

TIPO	litri	Dim. interne mm	Dim. Esterne mm.	PESO Kg
Mod.	liter	Intern. Dim. mm	Ext. Dim. mm	Weight kg
VTE/2	15	310x280x200	370x340x270	6
VTE/4	25	480x280x200	540x340x270	8
VTE/8	---	-----	-----	-----

- Esterno lamiera di acciaio verniciata
- Vasca interna in acciaio inox con angoli arrotondati.
- Intercapedine non coibentata
- Temperatura di lavoro da +15°C fino a +80°C
- *Outside main body surfaces painted steel with rounded corner*
- *Inner tank stainless steel*
- *Not insulated.*
- *Working temperature from + 15°C up to +80°C*

Manutenzione Maintainence

Lo strumento non necessita di particolari manutenzioni. ma consigliamo caldamente di rimuovere le incrostazioni calcaree della camera interna con pulizie periodiche.

The instrument does not need any special maintenance but we suggest to eliminate periodically the layer and the lime deposits from the inner chamber..

Accessori Options

La vasca e' stata concepita senza accessori. E' comunque possibile adattare alcuni degli accessori delle vasche VTU. Per il montaggio rivolgersi a personale qualificato.

The tank has been developed without accessories, but you could up-gra using the VTU series ones. To fix them pls. refer to authorized de-